

Collar ortopédico AMBU PERFIT ACE - SKEDCO

SKU: 281000

El collar Ambu® Perfit ACE® es un dispositivo rígido de inmovilización de la columna cervical de una sola pieza diseñado para ayudar al reanimador a mantener la alineación neutral, prevenir el balanceo lateral (de lado a lado) y la flexión anteroposterior (hacia adelante y hacia atrás). y extensión de la columna cervical durante el transporte y el cuidado o movimiento de rutina del paciente. El Ambu Perfit ACE es el único collar con 16 tamaños para la inmovilización del paciente.

Se puede configurar en cuatro tamaños estándar para adultos.
Dieciséis configuraciones permiten el ajuste entre tamaños estándar.
Se pliega completamente plano
Pieza de barbilla giratoria
Botones de seguridad
Línea de dimensionamiento horizontal

DESCRIPCIÓN

Beneficios:

- Un collar reemplaza los cuatro collares tradicionales para adultos.
- Asegura un mejor ajuste al paciente al tiempo que mejora la inmovilización.
- Libera valioso espacio de almacenamiento
- Para un fácil montaje y acceso a las vías respiratorias.
- Permite máxima confiabilidad
- Para un dimensionamiento fácil y preciso

Principios de inmovilización

La prevención y/o mayor extensión del daño a la columna cervical y la médula espinal se logra manteniendo la cabeza y el cuello en una posición de “alineación neutral”. La cabeza y el cuello no deben estar flexionados hacia adelante, extendidos hacia atrás o inclinados hacia un lado o hacia el otro. La posición de alineación neutra evita que las vértebras dañadas o cuerpos

extraños rocen y/o corten la médula espinal. Además, la posición de alineación neutra evita que la médula espinal se retuerza o se comprima provocando lesiones físicas y/o isquémicas en la médula espinal.

advertencia

El collar Ambu Perfit ACE está diseñado para que lo apliquen profesionales de la salud autorizados según las indicaciones de un médico u otra autoridad médica. Se pueden producir lesiones permanentes por un uso diferente al indicado por un médico u otra autoridad médica. Un collar de extracción es solo una parte de la inmovilización total del paciente. Uso en un solo paciente.
Es importante que los profesionales estén capacitados y tengan práctica en el uso y la aplicación del dispositivo y que lean y entiendan todas las instrucciones antes de la aplicación del collar.
Todas las instrucciones deben considerarse como pautas y no como un intento de definir la práctica médica. Use el dispositivo solo después de volver aview y aprobación de la autoridad médica supervisora.