

Mascarilla Faz - Lurbel

La mascarilla protectora Faz está desarrollada con la novedosa Tecnología Regenactiv® (textil patentado) basada en la interacción de dos hilos tejidos entre sí. Un hilado principal, natural y biodegradable, de viscosa absorbente con partículas de quitina entrelazado con un segundo hilado de poliamida ionizada con plata sobre hilo de elastano.

DESCRIPCIÓN

La mascarilla protectora Faz está desarrollada con la novedosa Tecnología Regenactiv® (textil patentado) basada en la interacción de dos hilos tejidos entre sí. Un hilado principal, natural y biodegradable, de viscosa absorbente con partículas de quitina entrelazado con un segundo hilado de poliamida ionizada con plata sobre hilo de elastano.

Esta novedosa y exclusiva combinación, en contacto con la piel, ayuda a mantener la integridad de la barrera cutánea, conservando su estado fisiológico natural y favoreciendo su recuperación ante agresiones externas.

VISCOSA CH

Hilado protector de origen marino, natural y biodegradable

POLIAMIDA ION

Hilado antibacteriano activado con partículas iónicas de plata.

Beneficios en el cuidado de la piel

- Acción reepitelizante y regeneradora de la epidermis.
- Efecto antiinflamatorio y calmante.
- Efecto cicatrizante de pequeñas lesiones, así como de microheridas.

- Acción antimicrobiana duradera previniendo así el sobrecrecimiento de hongos y bacterias.

Características

- Eficacia de la filtración bacteriana ≥ 95%, según la norma EN 14683:2019
- Acelera el proceso de recuperación de la piel.
- Reutilizable.
- Reduce y evita la irritación dérmica.
- Acción antifúngica y antibacteriana (características testadas en más de 135 lavados).
- Alta transpirabilidad.
- Control del exceso de humedad.
- Máximo confort y adaptabilidad.
- Tejido suave y agradable al tacto.

Consideraciones de uso:

- Población general: El uso de la mascarilla protectora Faz reduce y evita la propagación del virus.
- Uso profesional (sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, etc)
- Evita el contacto directo de mascarillas u distintos tipos de protección, previniendo lesiones y alteraciones cutáneas.
- Antes de su utilización: Lávate las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.
- Modo de colocación: Colócate la mascarilla evitando el contacto con la parte central. Ajusta la banda por debajo de las orejas y la parte central por debajo de los ojos y barbilla, cubriendo totalmente nariz y boca. Evita tocarte la máscara durante su uso.
- Después de cada uso: Lávate las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico antes de manipularla. Retírate la máscara por detrás sin tocar la parte central. Lava la máscara a una temperatura máxima de 60ºC a mano o a máquina.*

* Se puede esterilizar en autoclave vapor presión a 121ºC.

Certificación: EN 14683:2019
Materiales: 40% Viscosa CH / 45% Poliamida Ag / 15% Elastano
Tallas: Única